

# CoreLine Trunking Gen2

LL200Z PB WH (5PCS)

## Produktfoto



### Technische Daten

#### Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z PB WH (5PCS)
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418857099
Material-Nr. (12NC)	910925867569
EAN/UPC - Produkt	8719514188570
Nettogewicht (Einzelteil)	280 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	6
Anzahl pro Verpackung	1

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

#### Gehäuseeigenschaften

Länge	41 mm
-------	-------

#### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-