

CoreLine Trunking Gen2

LL200Z SW2-3000

Produktfoto



Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL200Z SW2-3000
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951418859499
Material-Nr. (12NC)	910925867571
EAN/UPC - Produkt	8719514188594
Nettogewicht (Einzelteil)	61 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	40
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	3000 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-

Abmessungsskizze

