

Maxos fusion

LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016942521799
Material-Nr. (12NC)	910925869416
EAN/UPC - Produkt	8720169425217
Nettogewicht (Einzelteil)	4494 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	10
Anzahl pro Verpackung	1

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Länge	4552 mm
-------	---------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Zeichen	CE-Zeichen

Produktfoto



Abmessungsskizze

