

# Maxos fusion

LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016942539299
Material-Nr. (12NC)	910925869434
EAN/UPC - Produkt	8720169425392
Nettogewicht (Einzelteil)	4513 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	10
Anzahl pro Verpackung	1

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

### Gehäuseeigenschaften

Länge	4552 mm
-------	---------

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
CE-Zeichen	CE-Zeichen

## Abmessungsskizze

