

Maxos fusion

LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL512T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI
Gesamt-Produktcode (EOC)	872016942540899
Material-Nr. (12NC)	910925869435
EAN/UPC - Produkt	8720169425408
Nettogewicht (Einzelteil)	1274 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	10
Anzahl pro Verpackung	1

Produktfoto



Abmessungsskizze

