

# Ledinaire High-bay

BY021Z G2 ALU

## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	BY021Z G2 ALU
Gesamt-Produktcode (EOC)	871951453016499
Material-Nr. (12NC)	911401658007
EAN/UPC - Produkt	8719514530164
Nettogewicht (Einzelteil)	800 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	4
Anzahl pro Verpackung	1

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

### Gehäuseeigenschaften

Länge	480 mm
-------	--------

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	-
Schutzart	-
Schlagfestigkeit	-

## Produktfoto



## Abmessungsskizze

